

# Bio3 ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР

Для быстрой и удобной дентальной хирургии

Хирургический набор упакован в картонную коробку.

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM



Bio3 Implants | Хирургический набор



**Внимание:** сверло 2.8 и стоперы 2.0-2.8 меняют свой цвет с красного на черный. В этот период вы можете получить как изделия с красной маркировкой, так и с черной.

Все инструменты, входящие в набор, сделаны из хирургической стали.

VSC

## ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

### ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕРЛА

Хирургические сверла конические без внутреннего охлаждения разных диаметров с алмазоподобным покрытием  
Для формирования костного ложа



МАТЕРИАЛ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ

### СТОПЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ

Стоперы для сверл диаметром – 2,0 и 2,8 мм  
Для ограничения глубины сверления




МАТЕРИАЛ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ

**Внимание:** сверло 2.8 и стоперы 2.0-2.8 меняют свой цвет с красного на черный. В этот период вы можете получить как изделия с красной маркировкой, так и с черной.

### РАЗВАЛЬЦОВЫВАТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 Развальцовыватели разных диаметров
- 2 Удлинитель сверла
- 3 Пин параллельности x 2  
Для определения параллельности и глубины лунки
- 4 Имплантовод
- 5 Адаптер-имплантовод для ключа-трещотки



МАТЕРИАЛ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ

### ИНСТРУМЕНТЫ

- 6 Ключ для винтов универсальный 9 и 18 мм  
Для ортопедических винтов, абатментов, формирователей, заглушек
- 7 Имплантоводы 9 и 18 мм
- 8 Глубиномер, измеритель высоты слизистой
- 9 Ключ-трещотка
- 10 Ключ динамометрический, усилие 10/45 Ньютон  
\*Хирургический набор комплектуется динамометрическим ключом опционально



МАТЕРИАЛ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ